

Método
TRADICIONAL
BOLSAS DE HIELO - GELES FRÍOS



Mejoras de la
HILOTERAPIA



Método **TRADICIONAL**

- Sin control de la temperatura.
- Limita el proceso natural de curación.
- Demasiado frío, incómodo y poco higiénico.
- Aplicación en periodos muy cortos de tiempo.

Mejoras de la **HILOTERAPIA**

- Control preciso de temperatura.
- Amplia gama de accesorios anatómicos ajustables.
- Posibilidad de tratamientos continuos de varios días.
- Científicamente demostrado como el mejor tratamiento no farmacológico del mundo para la reducción de la **inflamación**, el **dolor** y los **hematomas**.

HILO THERM HOMECARE

Ahora en su propio domicilio.

 **951 703 088**

Consulte con su médico.



HILOTERAPIA

*“Comprometidos
con su recuperación”*

Distribuidor:

Le recomienda Hiloterapia:

CRIOSTREAM S.L. MEDICAL EQUIPMENT

Tel.: 951 703 088
info@hiloterapia.es
www.hiloterapia.es
www.facebook.com/hiloterapia

MADE IN GERMANY 

HILOTERAPIA

El tratamiento terapéutico isotérmico mediante temperatura ajustable con precisión.



Traumatología | Medicina deportiva | Fisioterapia

El sistema más seguro y eficaz para reducción y prevención del hematoma, el edema y el dolor postoperatorio.

Lesiones, traumas, edemas y hemorragias dificultan mucho el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos afectados, lo que provoca trastornos circulatorios e hipertermia asociada con inflamación. Su médico utiliza HILOTERAPIA para ayudarle a combatir estos síntomas.

La temperatura necesaria para la regeneración de la zona dañada se ajusta con exactitud al valor óptimo para que el metabolismo elimine las células muertas y el acumulación de proteínas, favoreciendo la curación de las lesiones.

La temperatura del tejido afectado puede reducirse o incrementarse seleccionando el valor más adecuado para cada tipo de lesión.



Temperaturas comprendidas entre +10°C y +35°C

Accesorios anatómicos de un solo uso

Existen accesorios anatómicos, que se adaptan a las principales zonas corporales. Estos accesorios son de un solo uso.



Accesorio plano grande
Art. N° 15000009



Accesorio redondo
Art. N° 15000008



Accesorio de pantorrilla
Art. N° 15000015



Accesorio redondo pequeño
Art. N° 15000007




Accesorio de adera
Art. N° 15000014



Accesorio de rodilla
Art. N° 15000016



Accesorio de pie
Art. N° 15000018



Accesorio de hombro
Art. N° 15000014

¿Cómo funciona HILOTERAPIA?

HILOTERAPIA es un tratamiento isotérmico que actúa en las zonas corporales afectadas aplicando una temperatura terapéutica (seleccionada con precisión de un grado centígrado) entre +10°C y +35°C. El sistema permite tanto reducir la temperatura de la zona afectada (hipotermia) como aumentarla (hipertermia).

El efecto térmico se logra gracias al agua, que se hace circular a la temperatura adecuada en dos aparatos específicamente diseñados para ello: "HILOTHERM Clinic" e "HILOTHERM Homecare".



El agua circula en circuito cerrado a través de una variada gama de accesorios anatómicos, diseñados para adaptarse a distintas zonas de la cara, la cabeza y resto del cuerpo.

